

Instrucciones para el paciente

Instrucciones para la recogida de muestras

SANGRE OCULTA EN HECES

Importante LEA ATENTAMENTE

No es necesario realizar ningún tipo de dieta especial antes de realizar la prueba.

No realizar la prueba durante la menstruación o si padece hemorroides.

Evitar contaminar las heces con orina.

Coloque si lo considera necesario papel en el interior del inodoro para retener las heces durante un tiempo suficiente para tomar la muestra tranquilamente.

PROCEDIMIENTO



Realice una limpieza de su inodoro vertiendo agua desde su cisterna.

Colóquese en posición contraria a la que habitualmente hace sus heces (ver figura) para facilitar la recogida de las heces.


2 Desenrosque el tapón azul y extraiga el escobillón.



3 Pinchar las heces con la punta estriada de 3 a 6 veces.



4 Enroscar en el vial.



5 Agitar y conservar en la nevera a 2°-8° C. Máximo 5 días

